

プラスチック製 針付プレフィル用シリンジ PAT. P

# ClearJect™ WN

【認証番号】 225AGBZX00025000



**バレル:**

ISO 11040-4、(ISO 11040-6)に基づくサイズ、  
又は顧客指定サイズ  
環状ポリオレフィン (COP)

**針:**

27G 1/2inch、(Thin wall)、その他  
ステンレス (SUS304)  
インサート成形 (接着剤フリー)

**RNS (Rigid Needle Shield):**

アウター: PP  
インナー: ブチルゴム



## 包装仕様

- TasPack™ (RTU タイプ)  
ガンマ線滅菌済み



## 特長

- 接着剤不使用
- 単回使用、使い捨て
- 割れ難い
- 高い水蒸気バリア
- 専用シリコーン採用による低い穿刺抵抗



穿刺対象: ブチルゴム