

ClearJect™

(プラスチック製プレフィル用シリンジ)

製品仕様

材質 バレル: 環状ポリオレフィン(GOP)
 チップキャップ: ブチルゴム
 ピストン: ブチルゴム、フッ素ラミネート



仕様	検査	シリコンコート	Tip cap	滅菌
A	✓			
B	✓	✓		
C	✓	✓	✓	✓

バレル成形からカメラ自動検査、シリコン塗布、組立、包装(RTU Pack)までクリーンな環境のもとフルオートメーションにて製造。

検査

カメラ検査による外観、寸法の全数保証

シリコンコート

- ・12,500cSt.高粘度医療用グレード
- ・シリコン有無検査装置による全数保証

チップキャップ/ピストン

- ・γ線滅菌対応可
- ・PTFE ラミネートピストン対応可

包装・滅菌

- ・RTU Pack(TasPack™)対応可
- ・γ線滅菌対応可

バレルサイズ表

●ルアーロックタイプ

製品名	容量 (mL)	外径 (mm)	内径 (mm)	全長 (mm)
ClearJect 0.5mL LL	0.5	10.00	4.65	64.4
ClearJect 1mL LL	1.0	9.40	6.35	64.4
		11.20	6.35	64.4
ClearJect 2.25mL LL	2.25	11.20	8.65	64.4
ClearJect 5mL LL	5.0	15.05	12.45	79.0

●ルアーコンタイプ

製品名	容量 (mL)	外径 (mm)	内径 (mm)	全長 (mm)
ClearJect 1mL LC	1.0	9.15	6.35	64.5
ClearJect 2.25mL LC	2.25	10.85	8.65	64.4
ClearJect 5mL LC	5.0	15.05	12.45	79.0

ClearJect™ WN



ClearJect™ Dual



包装仕様



TasPack™ (Ready-to-use)

お客様にて開封後、即充填できるように設計された包装仕様です。
 ご要望により専用包装仕様にも対応致します。

ハート&テクノロジーでパッケージの未来をリード

大成化工株式会社

URL: <http://www.taisei-g.co.jp/>

お問い合わせ先 電話: 072-648-3602 E-mail: info@taisei-g.co.jp

〒567-0054 大阪府茨木市藤の里 2-11-6