


ニードルレス シリンジ US PAT.

INJEX™


【認証番号】22500BZX00545000



特長

- 針を使用せずに皮下へ投与
- 簡単操作
- 注射針由来の医療事故皆無
- 単回使用、使い捨て
- 特殊成形技術による高い耐衝撃性

薬液拡散イメージ



使用手順



手順①
アンプルを
インジェクターにセットする



手順②
キャップを外す



手順③
安全装置を解除する



手順④
先端を皮膚に密着させ、トリ
ガーを押すことにより注射