

# SIN-Syringe

## ガラス製針付プレフィル用シリンジ



### 製品仕様

製品名	容量 (mL)	全高 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	針長 (in)
SIN-Syringe 0.5mL	0.5	47.6	6.85	4.65	1/2
SIN-Syringe 1mL std.	1.0	35.7	10.85	8.65	1/2, 5/8
SIN-Syringe 1mL long	1.0	54.0	8.15	6.35	1/2
SIN-Syringe 1.5mL	1.5	43.2	10.85	8.65	1/2, 5/8
SIN-Syringe 2.25mL	2.25	54.4	10.85	8.65	1/2

#### ● 材質

バレル: ガラス

針: ステンレス(Thin wall)

ガス透過キャップ

: イソプレンゴム

: 熱可塑性エラストマ(TERNS)

### 包装仕様

#### ● RTF<sup>®</sup> (Ready-to-Fill)

滅菌済み

RTF<sup>®</sup>は Gerresheimer Buende 社の登録商標です。

